

Fisa Tehnica: Sapun lichid antibacterian Fabi, 5L

Cod Produs: SLD F5



Descriere: Săpun lichid antibacterian conceput pentru o igienă cu caracteristici antimicrobiene. Are eficiență crescută în eliminarea bacteriilor și germenilor. Formula săpunului conține clorură de benzalconiu în proporție de 0,3%, fiind concepută special pentru a reduce numărul bacteriilor dăunătoare de pe suprafața pielii mâinilor. Săpunul lichid antibacterian Fabi este un produs biocid avizat 3758BIO/01/12.24.

Caracteristici produs biocid:

- **Grupa principala:** 1
- **Tip de produs biocid:** 1
- **Domeniu de utilizare:** Igiena umană
- **Aria de aplicare:** Dezinfecția igienică a mâinilor, prin spălare
- **Eficacitate:** Bactericidă – SR EN1499/2013 – Escherichia coli; Doză 5ml; Timp de acțiune 2 min

Caracteristici principale:

- **Aspect:** lichid alb opac;
- **PH:** 6-8
- **Densitate relativă:** 0,97-1 g/cm³

Dozaj si utilizare: Se aplică o doză de 5ml, nediluat, în palme și se freacă ușor mâinile timp de două minute. Ulterior, se clătește cu apă din abundență fiecare porțiune a pielii până ce urmele lichidului sunt îndepărtate.

Compozitie: Apă, Lauramine oxide, Hydroxyethyl methylcellulose, **Clorură de benzalconiu 0.3%**, Acid glutamic, Sare tetrasodica, Acid citric, Acrylic styrene copolimer, Butylphenyl methylpropional, Geraniol, Hexyl cinnamal, Benzyl salicylate, Citronello;

Fisa Tehnica: Sapun lichid antibacterial Fabi, 5L

Cod Produs: SLD F5



Indicatii speciale:



ATENTIE!

H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.

P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P264: Spălați-vă bine după utilizare.

P273: Evitați dispersarea în mediu.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs.

Depozitare: A se depozita la temperaturi între 5 și 30°C.

Valabilitate: 24 de luni sigilat.

Ultima actualizare: 26.02.2024